

## Bystre oko

Cele:

- trening spostrzegawczości;
- utrwalenie słownictwa z daną głoską.

Pomoce: plakat, duża apaszka.

Przebieg zabawy:

Plakat leży na podłodze. Logopeda wymienia dwa słowa z głoską, którą właśnie ćwiczy z dzieckiem. Jedno jest zobrazowane na plakacie, drugie nie. Dziecko przygląda się uważnie, logopeda liczy na głos do dziesięciu. Następnie zakrywa plakat apaszka – dziecko wypowiada formułkę: „Głoska ... Jest tu ...”

(np. samolot, statek

„Głoska [s]. Jest tu samolot”.)

Wariant dla grupy terapeutycznej:

Można wprowadzić zasadę, kto szybciej odpowie – ten zdobywa punkt, ale dzieci startują z odpowiedzią dopiero po odliczeniu przez logopedę do 10.

*Autor: Anna Walencik-Topińska*

Scenariusz zabawy z wykorzystaniem logopedycznego plakatu – wyszukiwanki.  
Szczegóły: [www.nowaera.pl/plakat-logopedyczny](http://www.nowaera.pl/plakat-logopedyczny)

Do zabawy zaprasza wydawca serii programów multimedialnych